



NATURAL LOOK

Светоотверждаемый наногибридный композитный материал

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NATURAL LOOK – это универсальный высокоэстетичный светоотверждаемый наногибридный композит, рентгеноконтрастный, с отличной консистенцией. **NATURAL LOOK** производится под строгим контролем качества, что гарантирует превосходные эстетические и функциональные результаты использования специалистами.

Состав:

NATURAL LOOK содержит:

Бисфенол А Диглицидиловый метакрилат

Бисфенол А Диэтоксиметакрилат

Триэтиленгликоль Диметакрилат

Атомизированное бариевое стекло

Гидрофобная аморфная двуокись кремния

Канфорхинон

Технические данные в соответствии с ИСО 4049:

Средний размер частиц:	Дентин 0,5 мкм	Эмаль/ режущий край 0,5 мкм
Диапазон размеров частиц:	0,04-2,8 мкм	
Объемная концентрация неорганических наполнителей в процентах	59%	58,5%
Массовая концентрация неорганических наполнителей в процентах	78%	77%

Показания к применению:

NATURAL LOOK используется для пломбирования полостей I, II, III, IV и V классов, при реставрациях, при изготовлении прямых виниров, закрытии трем и диастем, при шинировании.

Инструкции по применению:

- 1 – Очистите подлежащий лечению зуб и рядом стоящие зубы, используя абразивную пасту без фтора;
- 2 – Определите цвет зуба по шкале VITAPAN Classic (оптимально при дневном освещении). Выберите подходящий оттенок **NATURAL LOOK**;
- 3 – Изолируйте подлежащий реставрации зуб коффердамом;
- 4 – Отпрепарируйте кариозную полость, при необходимости, защитите пульпу, точно покрыв ее лечебной прокладкой на основе гидроокиси кальция и изолировав стеклоиономером VITRO FIL LC.
- 5 – Протравите, используя ALPHA ACID или ALPHA ETCH, всегда в соответствии с инструкциями по применению;
- 6 – При необходимости, установите пластиковую матрицу, закрепив ее в межзубных промежутках с помощью клиньев;
- 7 – Используйте адгезив **NATURAL BOND DE** в соответствии с инструкциями по применению;
- 8 – Нанесите порцию **NATURAL LOOK** непосредственно на бумагу для замешивания, возьмите небольшое количество и вносите в сформированную полость слоями до 2 мм.
- 9 – Полимеризируйте светом каждый слой в течение 20 секунд, окончательную полимеризацию проводите в течение 40 секунд;
- 10 – Окончательную обработку проводите в три этапа:
 - Обработка алмазными полировочными борами;
 - Полировка силиконовыми полировочными головками DFL POLISHER;
 - Для получения окончательного блеска используйте финишные головки и полировочные пасты для окончательной полировки.

Форма выпуска:

- **Коробки:** 1 шприц, содержащий 4 г **NATURAL LOOK**;
- **Мини набор:** 4 шприца по 4 г, 1 флакон адгезива **NATURAL BOND DE**, 1 шприц протравочного геля **ALPHA ETCH**

Поставляется **NATURAL LOOK** следующих оттенков:

- **Эмаль:** A1; A2; A3; A3,5; A4; B2; C2; C3; C4; D3
- **Зубы с отбеленной эмалью:** CL;
- **Дентин:** A2; A3,5; B2; C2
- **Резцовый**

Условия хранения:

NATURAL LOOK следует хранить при температуре от 2°C до 30°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей или других источников тепла.

NATURAL LOOK отвечает предназначенным целям в течение 3 лет с даты производства.

Не использовать отходы продукта. Их следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

Предупреждение:

Нетоксичные и несенсибилизирующие свойства **NATURAL LOOK** доказаны в результате биопроб. У пациентов с предрасположенностью к аллергии возможны аллергические реакции на композитные компоненты или на аминные компоненты.

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза.

Производитель:

DFL Indústria e Comércio S.A.

Estrada do Guerenguê, 2059 –

Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия

CEP: 22713-002

CNPJ:33.112.665/0001-46

Ответственный фармацевт:

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

www.dfl.com.br

Сделано в Бразилии

Телефон в России 8 800 200 17 70