



0499 AB07

ХТЕМР LC

Временный реставрационный материал

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Состав:

2-гидроксиэтилметакрилат, уретандиметакрилат, полиэтилен, окись железа, камфорхинин, третичный алифатический амин, полиакриловая кислота и двуокись кремния.

ХТЕМР LC – это светоотверждаемый, не содержащий эвгенола монокомпонентный временный реставрационный цемент. Он совместим с большинством имеющихся в продаже реставрационных материалов и постоянных цементов. В отличие от временных реставрационных материалов, содержащих оксид цинка/эвгенол, **ХТЕМР LC** не влияет на адгезивные системы композиционных материалов или стеклоиономеров. **ХТЕМР LC** полимеризуется светом. Он быстро затвердевает при полимеризации светом в течение 40 секунд. Имеет хорошие манипуляционные свойства, быстро и легко наносится и легко удаляется. Обеспечивает хорошую резистентность к слюне и ротовой жидкости.

Показания к применению: **ХТЕМР LC** можно применять как временный пломбировочный материал при реставрациях и для временного закрытия полости зуба при эндодонтическом лечении.

Форма выпуска: Коробка с пластиковым шприцом 5 г

Условия хранения: Хранить **ХТЕМР LC** в упаковке при температуре от 15°C до 30°C. При соблюдении этих условий продукт действителен в течение 2 лет с даты выработки.

Способ применения:

Промойте и высушите полость. Используя шпатель, наложите необходимое количество **ХТЕМР LC** на бумагу для замешивания или на стекло для замешивания. Наносите продукт с помощью шпателя № 1 или шпателя Hollenback слоями максимум до 5 мм каждый. После нанесения каждого слоя полимеризируйте в течение 40 секунд с помощью прибора для фотополимеризации. Проведите коррекцию прикуса. Не обязательно выжидать время до проведения коррекции прикуса. При пломбировании контактных поверхностей используйте матрицу. Избыток материала можно удалить с помощью шпателя Hollenback.

Внимание:

В случае прямого контакта с пульпой или при толщине дентина менее 0,5 мм в качестве лечебной прокладки используйте гидроокись кальция в целях обеспечения лучшей защиты пульпы и стимуляции образования заместительного дентина.

При работе с продуктом рекомендуется использовать перчатки и маски.

Попросите пациента не принимать пищу в течение 2 часов и избегать употребления твердой пищи в течение 4 часов.

Меры предосторожности:

Избегайте использования **ХТЕМР LC** для пациентов, имеющих в анамнезе аллергию на композиционные материалы, содержащие акрилаты. В случае аллергической реакции, немедленно прекратить использование. Избегать попадания в глаза; при случайном попадании немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Данный продукт должен использоваться только стоматологами и в целях, описанных в инструкции по применению.

Производитель:

DFL Indústria e Comércio S.A.

Estrada do Guerenguk, 2059 –

Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия

СЕР: 22713-002

CNPJ:33.112.665/0001-46

Ответственный фармацевт:

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

www.dfl.com.br

Сделано в Бразилии

Телефон в России 8 800 200 17 70