

Моющая и дезинфицирующая техника

m
MEIKO

Группа
1

TopLine

Моющие и дезинфицирующие автоматы

Обзор продукции



Моющая и дезинфицирующая техника



Моющая и дезинфицирующая техника



Моющая и дезинфицирующая техника



TopLine Моющие и дезинфицирующие автоматы

TopLine – это новейшее изобретение MEIKO, при помощи которого предыдущее, классическое представление о моюще-дезинфицирующей технологии предметов ухода за больными основательно меняется.

MEIKO-TopLine: моюще-дезинфицирующие автоматы с самой совершенной технологией доступной сегодня.

Не похож на все другие. Новая внешность, подкупающая снаружи. За этим скрывается «революция» - техника. Ничто не так как это было когда-то. Совсем новая обдуманная мощная моющая система, совершенно новая высокоэффективная дезинфицирующая техника, новое потрясающее управление электроникой, сушение, составные элементы. Его особенная техника, детали «из будущего» и привлекательный дизайн открывают новую эру в надежности, комфорте и качестве использования.

MEIKO-TopLine: лучший во всем.

Мы предлагаем новые практические аппараты. Эти автоматы особенно хорошо предназначены для целей обновления и санации из-за их компактного построения.

В зависимости от употребления и подготовленного помещения автоматы MEIKO TopLine поставляются как настенные, напольные или для монтажа в «стену» модели как блоки для ухода за пациентами, а также блоки со всем удобным и необходимым. Все автоматы поставляются полностью укомплектованными и готовы к быстрому и безпроблематичному подключению.



MEIKO TopLine 10
Моюще-дезинфицирующий автомат для настенного монтажа. Экономит рабочее пространство, готов к подключению. Простое решение для инсталляции мощного автомата. Размеры: ширина 500 мм, глубина 450 или 600 мм, высота(аппарата) 1630 мм



MEIKO TopLine 20
Моюще-дезинфицирующий автомат с цоколем для напольной установки. Просто поставьте его в нужное место и подключите! Идеальное решение для использования предоставленных трубопроводов. Размеры: ширина 500 мм, глубина 450 или 600 мм, высота(аппарата) 1730 мм



MEIKO TopLine 10 A
Моюще-дезинфицирующий автомат в комплекте со сливной раковиной для настенного монтажа. Практичная и компактная комбинация для рабочего помещения. Размеры: ширина 1000 мм, глубина 450 или 600 мм, высота(аппарата) 1630 мм



MEIKO TopLine 20 A
Моюще-дезинфицирующий автомат в комплекте со сливной раковиной с цоколем для напольной установки. Функциональная и легко устанавливаемая модель. Размеры: ширина 1000 мм, глубина 450 или 600 мм, высота(аппарата) 1730 мм



MEIKO TopLine 30
Моюще-дезинфицирующий автомат для монтажа в «стену» в комплекте с монтажной рамой. Модель для туалетов при операционных а также для палат пациентов. Размеры рамы: ширина 650 мм, глубина 450 мм, высота 2210 мм. Размеры видимой части: ширина 530 мм, высота 1760 мм.



MEIKO TopLine 30 WC
Моюще-дезинфицирующий автомат для монтажа в «стену» в комплекте с монтажной рамой. Модель для палат пациентов. Трубы и фиттинги подходят для подключения к любому типу унитазов. Размеры рамы: ширина 650 мм, глубина 450 мм, высота 2210 мм. Размеры видимой части: ширина 900 мм, высота 1760 мм.



MEIKO TopLine 40
Моюще-дезинфицирующий автомат кабинетного типа. Идеально подходит для установки под столешницу или единую рабочую поверхность. Поверхность автомата может быть использована как рабочая или для размещения санитарных принадлежностей. Размеры: ширина 900 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм.



MEIKO TopLine 40 B
Моюще-дезинфицирующий автомат кабинетного типа. Идеально подходит для установки под столешницу или единую рабочую поверхность. Помимо поверхности, которую можно использовать как рабочую, модель оборудована также мойкой для рук, размеры мойки 340 x 370 x 150мм. Размеры: ширина 900 мм, глубина 600 мм, высота 1000 мм.

Многофункциональные блоки с TopLine



MEIKO SAN 14 / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из сливной раковины и моюще-дезинфицирующего автомата. Размеры: ширина 1400 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм. Размеры сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм.



MEIKO SAN 14 B / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из сливной раковины, мойки для рук и моюще-дезинфицирующего автомата. В компактных размерах сочетается практически все, что необходимо в санитарной комнате. Размеры: ширина 1400 мм, глубина 600 мм, высота 1000 мм. Размеры сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для рук: 340x370x150мм

MEIKO SAN 19 B / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из сливной раковины, мойки для рук,



моюще-дезинфицирующего автомата и и объемного шкафа для хранения санитарных принадлежностей. Для вашего удобства предусмотрен чрезвычайно вместительный рабочий шкаф и большая рабочая столешница. Размеры: ширина 1900 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм. Размеры сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для рук: 340x370x150мм. Ширина шкафа: 500 мм.

MEIKO SAN 20 BW / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из сливной раковины, мойки для рук, моюще-дезинфицирующего автомата, мойки для посуды и



объемного шкафа для хранения санитарных принадлежностей. Это полноценное рабочее место санитарки при совершенно компактных размерах. Размеры: ширина 2000 мм, глубина 600 мм, высота 1000 мм. Размеры сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для рук: 340x370x150мм. Ширина шкафа: 600 мм.

MEIKO SAN 24 W / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из сливной раковины, моюще-дезинфицирующего автомата, мойки для посуды и объемного шкафа для хранения санитарных принадлежностей.



Наиболее популярная и часто продаваемая модель. Размеры: ширина 2400 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм. Размеры сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для посуды: 500x400x300мм. Ширина шкафа: 1000 мм.

MEIKO SAN 29 BW / TopLine 40
Этот многофункциональный рабочий блок состоит из сливной раковины, моюще-дезинфицирующего автомата, мойки для рук, мойки для посуды и объемного шкафа для хранения санитарных принадлежностей. Большая рабочая поверхность столешницы и удобное расположение всех блоков позволяет выполнить любые задачи легко и максимально эффективно, а эргономичный дизайн не оставит места для беспорядка там, где решаются вопросы гигиены. Размеры: ширина 2900 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм. Размеры сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для рук: 340x370x150мм. Размеры мойки для посуды: 500x400x300мм. Ширина шкафа: 1500 мм.



* Защитный щиток а также раковина со смывом и окантовкой могут быть доставлены за дополнительную оплату.

Моющая и дезинфицирующая техника

Разновидности TopLine



Автоматическая дверь

Все модели AT оснащены инфракрасным включателем, реагирующим на приближение. Он обеспечивает автоматическое открывание и закрывание двери моечной камеры.

Впечатляющая эстетика.

Совершенный удобный рабочий блок с TopLine 40 AT и всеми полезными и нужными аксессуарами. Мы проектируем и изготавливаем такие комплекты для индивидуальных потребностей.



MEIKO TopLine 40 AT

Моюще-дезинфицирующий автомат кабинетного типа. Идеально подходит для установки под столешницу или единую рабочую поверхность. Открывание и закрывание двери камеры автоматизировано и осуществляется с помощью инфракрасного включателя (ножная педаль как опция). Размеры: ширина 900 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм.

MEIKO TopLine 20 AT

Моюще-дезинфицирующий автомат с цоколем для напольной установки. Открывание и закрывание двери камеры автоматизировано и осуществляется с помощью инфракрасного включателя (ножная педаль как опция). Размеры: ширина 500 мм, глубина 450 мм, высота 1730 мм.

Моющая и дезинфицирующая техника

Аксессуары для оснащения рабочих помещений



Полка TU

Полка для дезинфицированных собирателей мочи, с сеткой или ванночкой для сушения. Различные размеры: 500 и 700 мм.



Полка TS

Полка для суден и сосудов, с сеткой или ванночкой для сушения. Различные размеры: 500, 700, 900 и 1000 мм.



Настенная полка

Полка с регулируемой высотой стеллажей для размещения санитарных принадлежностей, во всех необходимых размерах. Глубина 350 мм.



Открытые настенные шкафы

Шкафы без дверей с одной полкой посередине. 500, 1000 и 1200 мм.



Закрытые настенные шкафы

Шкафы с дверями и с одной полкой посередине. 500, 1000 и 1500 мм.



Сливная раковина

Стандартная модель с цоколем для напольной установки.



DNV EN ISO 9001:2000 / EN ISO 13485:2003



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3 · 77652 Offenburg · Germany
Tel. +49(0)781/203-0 · Fax +49(0)781/203-1229
e-mail: info@meiko.de
http://www.meiko.de

Изменения в процессе улучшения предусмотрены.

720.060.00.02.07/RUS/KD/5000